



PAPILOCARE®

Gel vaginal

Gel pour la prévention et le traitement coadjuvant des lésions provoquées par le HPV

Recommandations d'utilisation. Dispositif médical utile pour :

- Contrôler et aider à la réépithélisation la zone de transformation cervicale pour prévenir le risque de lésions (LSIL) provoquées par le HPV
- Le traitement co-adjuvant des lésions intraépithéliales provoquées par le HPV
- Réparer et aider à la réépithélisation les lésions de la muqueuse cervico-vaginale
- Le traitement de la sécheresse de la muqueuse cervico-vaginale
- Rééquilibrer le microbiote vaginal
- Améliorer la santé vaginale
- Créer les conditions d'une guérison rapide des lésions provoquées par les irritations dues aux brûlures et aux démangeaisons

Dans les cas de lésions qui provoquent picotements et prurit : forme une pellicule protectrice qui réduit rapidement l'inconfort, créant les conditions adaptées pour favoriser le processus naturel de cicatrisation.

Mode d'emploi : Appliquer une canule unidose dans le vagin, de préférence avant le coucher. Appuyer sur le tube pour le vider de son contenu puis enlever délicatement. Sans rinçage.

Jeter la canule unidose.

La posologie recommandée est d'une application quotidienne pendant 21 jours puis 1 jour sur 2, en fonction de la prescription médicale.

Mode d'action . Gel vaginal dont les propriétés permettent de :

- Former une barrière défensive au niveau de la zone de transformation cervicale pour prévenir le risque d'intégration du HPV
- Améliorer le processus de guérison lorsqu'il est utilisé comme coadjuvant dans le traitement des lésions intra-épithéliales, causées par le HPV dans la muqueuse cervico-vaginale

Propriétés principales des composants de Papilocare®, Gel Vaginal :

- **Niosomes d'acide hyaluronique** : sa principale action est l'hydratation superficielle des tissus, apportant l'élasticité
- **Niosomes de β -glucane** : grâce à leurs propriétés antioxydantes, ils favorisent le processus naturel de réparation de la peau et des muqueuses
- **Phytosomes de Centella asiatica** : action réparatrice des muqueuses
- **BioEcolia®** : alfa-oligoglucane qui stimule la croissance de la flore bactérienne bénéfique et rééquilibre le microbiote de la zone cervico-vaginale
- **Aloe vera** : action hydratante, réépithélisante et réparatrice de la zone cervico-vaginale
- **Coriolus versicolor** : action réépithélisante des lésions et microlésions cervico-vaginales
- **Extrait de Neem** : action émolliente qui favorise le processus naturel de cicatrisation et soulage les rougeurs et les démangeaisons

Avertissement : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients. Si vous ressentez un quelconque désagrément à la suite de l'application, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. En cas de grossesse, consultez votre médecin avant utilisation.

Sans parfum. pH=5

Facilite les relations sexuelles

Compatible avec l'usage de préservatifs

Présentation : 7 canules unidoses de 5ml

Conserver dans un lieu frais et sec
Tenir hors de portée des enfants



PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.
Av. Miguel Hernández 21, Bajo
46450 Benifaió (Valencia) - España

Distributeur en France :
PROCARE HEALTH FRANCE SAS
67 avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt - France